













**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /  
 Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per  
 riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS**

 <p><b>en</b>  <b>Warning:</b>          Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used!          Not dishwasher safe.          Expiration date: see lid.</p>	<p><b>de</b>  <b>Warnung:</b>          Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet.          Verfallsdatum: siehe Deckel.</p>	<p><b>fr</b>  <b>Avertissement:</b>          Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, si des bouteilles sans cols sont utilisées!          Ne passe pas au lave-vaisselle.          Date de péremption: voir bouchon.</p>	<p><b>it</b>  <b>Avvertenza:</b>          Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica.          Non adatto per lavastoviglie.          Data scadenza: vedi coperchio.</p>	<p><b>es</b>  <b>Advertencia:</b>          ¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar!          No apto para lavavajillas.          Fecha de caducidad: ver tapa.</p>
--	--	---	--	--



 **Warning!** Small amounts of VA can escape.  
**Warnung!** Kleine Mengen VA können entweichen.  
**Avertissement!** Petites quantités d'AV peuvent échapper.  
**Avvertenza!** Piccole quantità di AV possono sfuggire.  
**¡Advertencia!** Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.



Technology **Innovated** Medicine



Technologie Institut Medizin  
GmbH (TIM)  
Erfurter Straße 9  
D-56626 Andernach  
Germany  
T.: +49 (0) 2632 98 76 297  
F.: +49 (0) 2632 98 76 299  
[info@tim-gmbh.de](mailto:info@tim-gmbh.de)  
[www.tim-gmbh.de](http://www.tim-gmbh.de)